



Uniquement pour usage par des professionnels de santé

INTRODUCTION

L'hormone antimüllérienne (AMH), aussi connue comme hormone de régression müllérienne, est une glycoprotéine homodimérique composée de deux homodimères d'extrémité N-terminale de 55 kDa et de deux homodimères d'extrémité C-terminale de 12,5 kDa non-liés par covalence par des ponts disulfides. Chez l'embryon mâle, l'AMH inhibe le développement des canaux de Müller (canaux paramésonephrotiques). Dans le système femelle de reproduction l'AMH est produite par les follicules en croissance et son niveau dans le sérum est un indicateur de la taille de la réserve de follicules en croissance. L'aspect quantitatif du vieillissement ovarien est reflété par une diminution de la taille de la réserve de follicules primordiaux; donc les niveaux sériques d'AMH peuvent être utilisés comme marqueurs du vieillissement ovarien. Plusieurs études indépendantes ont montré que l'AMH est un excellent marqueur pour déterminer la sensibilité ovarienne au traitement FIV comme les niveaux d'AMH sont inférieurs chez les femmes à faible sensibilité par rapport aux femmes à sensibilité normale. De plus les tumeurs des cellules de la granulosa de l'ovaire sécrètent de l'AMH et un test AMH peut fournir une méthode sensible pour diagnostiquer ces tumeurs.

La mesure du niveau d'AMH est utile pour l'évaluation de la fécondité de la réserve ovarienne et de la sensibilité au traitement FIV et en diagnostic de récurrence de tumeurs de cellules de la granulosa.

PRINCIPE DU TEST

Le test AMH mLabs® est basé sur le test immunologique en sandwich avec la technologie microfluidique. Dans ce type de test, un anticorps monoclonal spécifique de l'AMH est fixé sur la surface de la cartouche à sa zone de détection comme anticorps de capture et un autre anticorps marqué avec un colorant fluorescent est déposé sur la zone de réaction comme rapporteur. Durant l'écoulement de la solution échantillon le long du canal de cartouche, l'AMH de la solution se lie à l'anticorps rapporteur marqué avec un colorant et le complexe poursuit son chemin jusqu'à la formation d'un sandwich avec l'anticorps de capture fixé sur la zone de détection. L'anticorps rapporteur marqué par un colorant qui n'est pas lié à l'AMH dépasse la zone de détection et se lie à l'IgG anti-souris de chèvre au niveau de la zone de contrôle. L'intensité de la fluorescence mesurée à la zone de détection est directement proportionnelle à la concentration d'AMH dans la solution échantillon. La paire d'anticorps et les conditions de test de la cartouche microfluidique sont optimisées pour la spécificité et la plage dynamique comme requis pour les test cliniques d'AMH.

MATÉRIEL FOURNI

- 25 cartouches de test
- embouts de pipette
- 1 Carte CI
- 1 notice d'emballage

PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS & STOCKAGE

Portez toujours des gants et des blouses de laboratoire appropriés lors de la manipulation des échantillons de patients, car ils peuvent être potentiellement infectieux.

Tous les échantillons doivent être considérés comme potentiellement dangereux et/ou contaminés.

- L'EDTA est le seul coagulant utilisé pour le test AMH de mLabs.
- Assurez-vous que le tube de collecte est complètement rempli pour maintenir le bon rapport anticoagulant/sang.
- Mélangez à fond l'échantillon de sang par inversion douce (6-8 fois) du tube.
- Effectuez le test sur sang total dans les 60 minutes après le prélèvement.
- Réfrigérez les échantillons de sang entier après le prélèvement.
- N'utilisez pas des seringues pour prélever des échantillons de test.

TEST DE STABILITÉ DE L'ÉCHANTILLON

Des échantillons de sang total sont stables à température ambiante pendant un maximum de 60 minutes.

Les échantillons de sang entier, si traités et réfrigérés à une température comprise entre 2-8 ° C dans les 60 minutes après la collecte, sont stables pendant 6 heures.

Les échantillons fortement hémolysés doivent être évités.

CONSERVATION DE LA TROUSSE DE TEST

Réfrigérer la trousse de test AMH à 2-8 ° C dès réception.

Sortez seulement le nombre de tests requis du réfrigérateur.

La trousse peut être conservée pour une durée de SEULEMENT UN jour après avoir été retirée de la réfrigération.

La trousse de test AMH est stable à 2-8 ° C jusqu'à sa date d'expiration.

La cartouche peut être réfrigérée uniquement deux fois.

PROCÉDURE DE TEST

1. Préparation des échantillons

- La cartouche AMH doit être utilisée uniquement avec mLabs® l'immunoanalyseur.

- Stabilisez la cartouche de test dans sa pochette à température ambiante (20-30 minutes) avant utilisation.

- Mélangez soigneusement l'échantillon de sang total recueilli en inversant doucement (2-3 fois) le tube avant le test.

2. Préparation de l'immunoanalyseur

- Un seul lecteur de données (carte CI) est fourni avec chaque trousse de cartouches.
- Insérez la carte CI dans le port de carte CI situé du côté droit de l'immunoanalyseur.

- Appuyez sur le bouton "DataDrive Installation" sur l'écran principal et sélectionnez "Sample DataDrive", puis appuyez sur "IC card". L'immunoanalyseur installera automatiquement le lecteur de données.

- Une fois le lecteur de données chargé dans l'immunoanalyseur, la carte CI peut être retirée pour toutes les mesures ultérieures.

- Conservez la carte CI dans un endroit propre et sec en vue d'une utilisation future.

- L'unité par défaut d'AMH est ng/ml, et pmol/L est disponible pour sélection. Veuillez cliquer sur „Paramètres“ -> „Test“ -> „Gamme" dans l'interface de plage de référence, puis cliquez sur l'unité AMH pour passer à pmol/L.

3. Ajout d'échantillon

- Retirez la cartouche de test de la pochette et l'étiqueter avec l'ID du patient sur l'avant avec un marqueur permanent.
- À l'aide de la pipette fournie, transférer 250 µL d'échantillon dans l'entrée de la cartouche, goutte à goutte.
- Ne pas placer la pointe de la pipette dans l'entrée pendant le transfert de l'échantillon comme des bulles d'air peuvent être produites. Deux modes de test peuvent être choisis, le mode interne et le mode externe, ils sont décrits clairement dans le manuel d'utilisateur. Pour le mode interne, placez la cartouche dans le porte-cartouche après avoir appuyé sur le bouton d'éjection du porte-cartouche, puis ajoutez du sang frais dans le puits d'échantillon et fermez le porte-cartouche, l'immunoanalyseur testera automatiquement l'échantillon après quelques minutes (moins de 16min). Pour le mode externe, après avoir retiré la cartouche de la pochette, ajouter un échantillon de sang frais dans le puits d'échantillon et mettez la cartouche sur une plate-forme pendant 10-15 minutes, puis appuyez sur le bouton d'éjection du porte-cartouche pour placer la cartouche dans le porte-cartouche et fermez le porte-cartouche pour lancer le test.

4. Test et lecture des résultats

- Insérez la cartouche de test dans le porte-cartouche de l'immunoanalyseur.
- Appuyez sur „Sample Test" sur l'écran principal de l'immunoanalysueur.
- Sélectionnez le test et le type d'échantillon si nécessaire.
- Entrez l'ID du patient si nécessaire.
- Appuyez sur „Confirm" pour démarrer le test.
- Les résultats seront affichés sur l'écran une fois le test terminé.

Remarque: Le logiciel, la version de l'instrument et la procédure de test peuvent varier. Veuillez vous reporter à la section de test du manuel d'utilisation de l'instrument pour obtenir des informations détaillées sur ses opérations.

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

- Sensibilité analytique
AMH =0.1 ng/ml (0.71 pmol/L)
- Plage mesurable
AMH =0.1 ng/ml (0.71 pmol/L)
- Seuil
AMH =0.5 ng/ml (3.57 pmol/L)

INTERFÉRENCES

L'hémoglobine (jusqu'à 5 mg/mL), les lipides (trioléine jusqu'à 30 mg/mL) et la bilirubine (jusqu'à 0,15 mg/mL) dans les échantillons contenant de l'AMH interfèrent de façon minimale ou pas du tout avec le dosage d'AMH. Ces substances ne produisent pas non plus une réponse positive en l'absence d'AMH.

VALEURS ATTENDUES

Dans une étude réalisée avec des échantillons de personnes apparemment en bonne santé, les valeurs du 95e percentile étaient inférieures à 10 ng/mL. Il est recommandé que chaque laboratoire établisse ses propres valeurs de référence.

LIMITATIONS

Inspectez soigneusement l'intégrité de la pochette de test AMH mLabs® avant de l'utiliser. Si la pochette semble être manipulée, c.-à-d., est déchirée ou percée, n'utilisez pas la cartouche de test. Contactez immédiatement votre assistance technique locale.

Le trousse de test AMH mLabs® est strictement pour usage in vitro uniquement. Les instructions et procédures fournies dans cette notice doivent être soigneusement respectées.

Les résultats du test mLabs® AMH doivent être consultés par un médecin avec les autres résultats de tests.


CONTRÔLE QUALITÉ

Le système mLabs a plusieurs fonctions intégrées de contrôle de la qualité dans l'immunoanalyseur et dans la cartouche et en conséquence il n'est pas nécessaire d'effectuer des tests de contrôle qualité avec des contrôles. Cependant Micropoint a fourni un contrôle qualité facultatif pour le système mLabs. Ce contrôle est fourni pour satisfaire aux exigences réglementaires applicables à votre installation. Veuillez contacter votre distributeur local ou le service à la clientèle de Micropoint Bioscience au +1 408-588-1682 ou par email à customerservice@micropointbio.com.

RÉFÉRENCES

Voir la notice d'utilisation en anglais.

FR



A uso esclusivo di operatori sanitari

INTRODUZIONE

L'ormone antimulleriano (AMH), noto anche come sostanza di inibizione mulleriana, è una glicoproteina omodimerica composta da due omodimeri N-terminali da 55 kDa e da due omodimeri C-terminali da 12,5 kDa, uniti tramite un legame non covalente di ponti disolfuro. Nell'embrione maschio, l'AMH inibisce lo sviluppo dei dotti di Müller (o dotti paramesonefrici). Nel sistema riproduttivo femminile, l'AMH è espresso da follicoli in sviluppo. Le dimensioni del pool di follicoli in sviluppo sono indicate dai livelli sierici. L'aspetto quantitativo dell'invecchiamento ovarico è rispecchiato da una riduzione delle dimensioni del pool di follicoli ovarici: i livelli sierici dell'AMH possono quindi essere utilizzati come marcatore dell'invecchiamento ovarico. Diversi studi indipendenti hanno dimostrato che l'AMH è un marker eccellente per determinare la responsabilità ovarica nelle terapie di fecondazione in vitro, poiché i valori di AMH sono più bassi nelle pazienti con una risposta ovarica più debole del normale. Inoltre, l'ormone è secreto dalle cellule tumorali della granulosa dell'ovaia: un test AMH può quindi costituire un metodo sensibile per diagnosticare tali tumori.

In conclusione, misurare i livelli di AMH è utile per valutare la fertilità della riserva ovarica e la responsabilità nelle terapie IVF, nonché per diagnosticare la recidiva di cellule tumorali nella granulosa.

PRINCIPIO DEL TEST

Il test AMH mLabs® si basa sull'analisi immunologica Sandwich con tecnologia microfluidica. In tale formato, un anticorpo monoclonale di topo verso l'AMH è immobilizzato sulla superficie della cartuccia nell'area di rilevamento come anticorpo di cattura; un altro anticorpo etichettato con un colorante fluorescente è depositato nell'area di reazione come reporter. Mentre la soluzione del campione fluisce lungo il canale della cartuccia, l'AMH nella soluzione si lega all'anticorpo reporter segnalato dal colorante fluorescente; il composto continua a spostarsi fino alla formazione di un „sandwich" con l'anticorpo di cattura immobilizzato nell'area di rilevamento. L'anticorpo reporter con colorante fluorescente attraversa l'area di rilevamento, senza legarsi all'AMH, e si lega a un anticorpo di capra anti-IgG murine nell'area di controllo. L'intensità della fluorescenza misurata nell'area di rilevamento è direttamente proporzionale alla concentrazione di AMH nella soluzione campione. Sia la coppia di anticorpi, sia le condizioni del saggio sulla cartuccia microfluidica sono ottimizzati per la specificità e l'intervallo dinamico richiesti per il test clinico dell'AMH.

MATERIALI FORNITI

- 25 cartucce per il test
- punte per pipette
- 1 scheda IC
- 1 fascicolo del prodotto

RACCOLTA E STOCCAGGIO DEL CAMPIONE

Indossare sempre guanti protettivi e camici di laboratorio idonei durante la manipolazione dei campioni dei pazienti, in quanto potenzialmente infettivi.

Tutti i campioni devono essere considerati potenzialmente pericolosi e/o contaminati.

- EDTA è l'unico coagulante usato per il test AMH di mLabs.

- Assicurarsi che la provetta di raccolta sia completamente riempita per mantenere il corretto rapporto fra anticoagulante e sangue.

- Mescolare accuratamente il campione di sangue intero capovolgendo delicatamente (6-8 volte) la provetta.

- Eseguire il test del sangue intero entro 60 minuti dal prelievo del campione.

- Refrigerare i campioni di sangue intero dopo il prelievo.

- Non utilizzare siringhe per prelevare il campione per il test.

STABILITÀ DEL CAMPIONE DI PROVA

I campioni di sangue intero sono stabili a temperatura ambiente per un massimo di 60 minuti.

I campioni di sangue intero, se trattati e refrigerati a 2-8° C entro 60 minuti dal prelievo, sono stabili per 6 ore.

Evitare campioni gravemente emolizzati.

STOCCAGGIO DEL KIT PER TEST

Refrigerare il kit per test AMH a 2-8° C immediatamente dopo la ricezione.

Rimuovere solo il numero di test necessari dalla refrigerazione.

Il kit può essere conservato SOLO UN giorno dopo la rimozione dalla refrigerazione.

Il kit per test AMH è stabile a 2-8° C fino alla data di scadenza.

La cartuccia può essere refrigerata nuovamente solo due volte.

PROCEDURA DI TEST

1. Preparazione del campione

- La cartuccia AMH deve essere utilizzata solo con mLabs® Immunometer.

- Equilibrare la cartuccia imbustata a temperatura ambiente (20-30 minuti) prima dell'uso.

- Mescolare accuratamente il campione di sangue intero prelevato, capovolgendo delicatamente (2-3 volte) la provetta prima del test.

2. Preparazione di Immunometer

- Con ogni kit di cartucce viene fornito un singolo DataDrive (scheda IC).
- Inserire la scheda IC nell'apposita porta, situata sul lato destro del misuratore.

- Premere il pulsante "Installazione DataDrive" sulla schermata principale e selezionare "DataDrive del campione", quindi premere "Scheda IC". Il misuratore installerà automaticamente il DataDrive.

- Una volta caricato il DataDrive nell'Immunometer, la scheda IC potrà essere rimossa per tutte le misurazioni correlate successive.

- Conservare la scheda IC in un luogo pulito e asciutto per gli utilizzi futuri.

- L'unità predefinita di AMH è ng/ml e pmol/L è disponibile per la selezione. Fare clic su „Impostazioni" -> „Test" -> „Intervallo" nell'interfaccia intervallo di riferimento e fare clic sull'unità di AMH per passare a pmol/L.

3. Aggiunta di campioni

- Rimuovere la cartuccia dalla busta e contrassegnarla con l'ID del paziente sul lato anteriore con un pennarello permanente.
- Usando la pipetta fornita, trasferire 250 µL di campione nell'ingresso della cartuccia, goccia a goccia.
- Non collocare la punta della pipetta nell'ingresso durante il trasferimento del campione, poiché questo potrebbe generare bolle d'aria. È possibile scegliere tra due modalità di test, una interna o una esterna, descritte dettagliatamente nel manuale d'uso del misuratore. Per la modalità interna, posizionare la cartuccia nel porta cartuccia dopo aver premuto il pulsante di espulsione del supporto, quindi aggiungere sangue fresco nel pozzetto campione e chiudere il supporto: il misuratore testerà automaticamente il campione dopo alcuni minuti (meno di 16 minuti). Per la modalità esterna, dopo aver rimosso la cartuccia dalla busta, aggiungere il campione di sangue fresco nel pozzetto campione e inserire la cartuccia su una piattaforma per 10-15 minuti, quindi premere il pulsante di espulsione del supporto per inserire la cartuccia nello stesso e chiudere il supporto per procedere al test.

4. Esecuzione del test e lettura dei risultati

- Inserire la cartuccia di test nel supporto cartuccia dell'Immunometer.
- Premere „Test campione" dalla schermata principale dell'Immunometer.
- Selezionare il tipo di analisi e il tipo di campione, se necessario.
- Inserire l'ID del paziente, se necessario.
- Premere „Conferma" per avviare il test.
- I risultati verranno visualizzati sullo schermo dopo che il test è completo.

Nota: Il software, la versione dello strumento e la procedura di test possono variare, fare riferimento alla sezione di test di esempio del manuale dell'utente dello strumento per informazioni dettagliate sul funzionamento.

